

دومین مسابقه ملی واسط مغز – رایانه (BCI)

يروتكل ثبت سيگنال

جهت برگزاری دومین مسابقه ملی واسط مغز- رایانه (BCI) سیگنالهای ۱۵ EEG فرد سالم راست دست ($^{\circ}$ زن و ۱۰ مرد) با میانگین سنی $^{\circ}$ سال ثبت شده است. سیستم ثبت سیگنال $^{\circ}$ کاناله با فرکانس نمونه برداری $^{\circ}$ بکار رفته است که فیلتر حذف برق شهر حین ثبت داده فعال بوده است. زمین سیستم اخذ سیگنال به پیشانی و یکی از کانالها بعنوان کانال مرجع به گوش راست وصل بوده است (که از مجموعه دادهها حذف شده و بنابراین $^{\circ}$ کانال داده وجود دارد). سیگنال همه ی الکترودها با فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع $^{\circ}$ کاننان داده شده است. آرایش الکترودها بر حسب نام و شماره سطر آنها در ماتریس داده به ترتیب در شکل های ۱ و ۲ نشان داده شده است.



شكل ١- آرايش الكترودها برحسب نام آنها.




شكل ٢- آرايش الكترودها برحسب شماره آنها در ماتريس دادهها.

پروتکل آزمایش

فرد 1 بر روی یک صندلی راحت نشسته و روبروی وی در فاصله ینم متری صفحه نمایش قرار دارد. کاری 7 که فرد حین آزمایش باید انجام دهد اجرای حرکت است. اندامهای مورد نظر عبارتند از <mark>انگشت شست راست</mark>، <mark>پای راست و بازوی راست</mark>. پروتکل آزمایش در شکل ۳ نشان داده شده است.

¹ Subject ² Task



شكل ٣- پروتكل آزمايش

ابتدا علامت + در مرکز صفحه ی نمایش به مدت ۲ ثانیه نشان داده می شود؛ در این مدت فرد نباید به موضوعی فکر کند و آماده ی مشاهده ی نشانه باشد. در ۲ ثانیه ی بعد، نشانه ی مورد نظر ظاهر می شود؛ سه نوع نشانه در این پروتکل استفاده شده است که اجرای حرکت اندامهای مذکور را به فرد نشان می دهند. پس از گذشت ۲ ثانیه نشانه محو شده و کلمه "Go" به مدت 0.5 ثانیه ظاهر و فرد از لحظه ی مشاهده ی "Go" ثانیه فرصت خواهد داشت تا کار مورد نظر را اجرا کند. یعنی بسته به نوع نشانه، حرکت مربوطه را اجرا کند.

فرمت دادههای مسابقه

دادههای 15 فرد در اختیار شرکت کنندهها قرار داده می شود. برای هر یک از افراد یک فایل با نام subject_i.mat ارائه شده است که نشانگر شماره فرد است. در این فایل یک متغیر struct وجود دارد که دارای دو فیلد test و باشد. دادههای موجود در فیلد train برای آموزش الگوریتم و داده و test جهت تست عملکرد الگوریتم بکار خواهند رفت.

فیلد test حاوی یک ماتریس سه بُعدی است. بُعد اول و دوم به ترتیب نمایانگر کانال و نقاط نمونهها هستند و سطر تریگر وجود ندارد. بُعد سوم EEG ثبت شده حین اجرای چهار کلاس حرکتی مختلف را نشان میدهند و مشخص نیست هر trial به کدام کلاس حرکتی تعلق دارد.

_

³ Cue

⁴ Sample point